

Päivi Hannula

## Miten teen väliaikaisen perusannoksen (basal) noston Medtronic Paradigm Veo™-pumpulla?



### Tärkeitä painikkeita

- Nuolinäppäimet pumpun oikealla puolella: Selataan valikoita/tietoja ylös ja alas, suurennetaan tai pienennetään arvoa.
- ACT: Hyväksy/valitse
- ESC: Palaa
- ESC ja ACT: Kuittaa hälytykset

### Väliaikaisen perusannoksen annosteleminen, basaalin nosto

- Paina kerran ACT ja pääset päävalikkoon
- Paina kolme kertaa alaspäin olevaa nuolinäppäintä oikealla ja pääset peruannos-kohtaan ja paina ACT
- Nyt näytöllä on valittuna kohta: aseta väliaik. Perusa. Paina ACT.
- Näkyville tulee neljä viivaa, johon on tarkoitus määrittellä ajallisesti väliaikaisen perusannoksen kesto. Kesto valitaan ylöspäin osoittavalla nuolinäppäimellä. Kun kesto on oikea, paina ACT.
- Max kesto on 24 h.
- Asetetaan väliaikainen perusannos prosentteina. 100 % on senhenkisen basaalin määrä, ja jos annosta nostetaan esim. 30 %, valitaan nuolinäppäimellä 130 % ja painetaan ACT.
- Väliaikaisen perusannoksen voi määrittellä myös ky/h. Perusannosasetusten (perusannosvalikko, perusannosasetukset, väliaik.perusa.tyyppi) kautta määrittellään, kumpi tyyppi (prosentti vai ky/h) on käytössä.
- Pumpun näytössä on tyhjä rengas ilmoittamassa erityistilaa. Rengas häviää tilapäisen perusannoksen lopputtua.

Väliaikainen perusannos muuttuu normaaliksi perusannokseksi, kun aika väliaikaiselle perusannokselle loppuu.

### Väliaikaisen perusannoksen voi peruuttaa:

- perusannosvalikko-> peru väliaikainen perusannos